

# I Pessari Dr.Arabin






[www.futurehealthbiobank.it](http://www.futurehealthbiobank.it)




[www.linea-salute.com](http://www.linea-salute.com)






## Guida alla scelta del Pessario Dr.Arabin: modelli, applicazioni, prezzi

MODELLO	MISURE DISPONIBILI (mm)	CODICE PRODOTTO	APPLICAZIONI	FREQUENZA DI RIMOZIONE	PREZZO DI VENDITA (IVA ESCLUSA)	PREZZO DI VENDITA (IVA INCLUSA)
Pessario ad anello 	50	R 050	Lievi problemi di discesa / prolasso associati ad una leggera forma di incontinenza. È necessario che il pavimento pelvico sia integro per ottenere una terapia efficace con questo pessario.	giornaliera	€ 39,00	€ 47,58
	55	R 055				
	60	R 060				
	65	R 065				
	70	R 070				
	75	R 075				
	80	R 080				
	85	R 085				
	90	R 090				
	95	R 095				
100	R 100					
Pessario ad anello spesso 	50	DR 050	Previsto per pazienti anziane con una 'discesa' o un prolasso lieve non associato ad una forte incontinenza. Per ottenere una terapia efficace con questo pessario è necessario che il pavimento pelvico sia integro così da garantire un buon sostegno.	giornaliera	€ 39,00	€ 47,58
	55	DR 055				
	60	DR 060				
	65	DR 065				
	70	DR 070				
	75	DR 075				
	80	DR 080				
	85	DR 085				
	90	DR 090				
	95	DR 095				
100	DR 100					
Pessario a ciotola 	55	SP 055	Forme lievi di rilassamento pelvico e prolasso. In pazienti con cistocele questo tipo di pessario supporta sia a livello mediale che laterale. Per ottenere una terapia efficace con questo pessario è necessario che il pavimento pelvico sia integro così da garantire un buon sostegno.	giornaliera	€ 37,00	€ 45,14
	60	SP 060				
	65	SP 065				
	70	SP 070				
	75	SP 075				
	80	SP 080				
	85	SP 085				
	90	SP 090				
95	SP 095					




## Guida alla scelta del Pessario Dr.Arabin: modelli, applicazioni, prezzi

MODELLO	MISURE DISPONIBILI (mm)	CODICE PRODOTTO	APPLICAZIONI	FREQUENZA DI RIMOZIONE	PREZZO DI VENDITA (IVA ESCLUSA)	PREZZO DI VENDITA (IVA INCLUSA)
Pessario a ciotola forato 	55	SSP 055	Forme lievi di rilassamento pelvico e prolasso. In pazienti con cistocele questo tipo di pessario supporta sia a livello mediale che laterale. La perforazione permette il drenaggio della secrezione vaginale. Per ottenere una terapia efficace con questo pessario è necessario che il pavimento pelvico sia integro così da garantire un buon sostegno.	giornaliera	€ 37,00	€ 45,14
	60	SSP 060				
	65	SSP 065				
	70	SSP 070				
	75	SSP 075				
	80	SSP 080				
	85	SSP 085				
	90	SSP 090				
	95	SSP 095				
Pessario uretrale 	45	UP 045	Incontinenza da stress eventualmente combinata con prolasso, ma con pavimento pelvico ancora intatto ed in pazienti che possibilmente non abbiano avuto precedenti operazioni del pavimento pelvico con innalzamento della vagina . L'ispessimento può prevenire ulteriore incontinenza da stress, infatti, sollevando l'uretra, sposta la zona di passaggio tra vescica ed uretra verso l'alto ed in avanti. In tal modo si evita l'apertura delle parti alte dell'uretra in condizioni di stress (tosse, sport). Per ottenere una terapia efficace con questo pessario è necessario che il pavimento pelvico sia integro così da garantire un buon sostegno.	giornaliera	€ 45,00	€ 54,90
	50	UP 050				
	55	UP 055				
	60	UP 060				
	65	UP 065				
	70	UP 070				
	75	UP 075				
	80	UP 080				
	85	UP 085				
	90	UP 090				
	95	UP 095				
	100	UP 100				
Pessario uretrale a ciotola 	55	USP 055	Incontinenza da stress eventualmente combinata con prolasso, ma con pavimento pelvico ancora intatto . L'ispessimento può prevenire ulteriore incontinenza da stress; la ciotola del pessario, infatti, sollevando l'uretra, sposta la zona di passaggio tra vescica ed uretra verso l'alto ed in avanti. In tal modo si evita l'apertura delle parti alte dell'uretra in condizioni di stress (tosse, sport). In aggiunta, questo specifico tipo di Pessario (a ciotola) può supportare meglio le pareti vaginali ed il prolasso, eventualmente associate ad incontinenza. Per ottenere una terapia efficace con questo pessario è necessario che il pavimento pelvico sia integro così da garantire un buon sostegno.	giornaliera	€ 42,00	€ 51,24
	60	USP 060				
	65	USP 065				
	70	USP 070				
	75	USP 075				
	80	USP 080				
	85	USP 085				
	90	USP 090				
	95	USP 095				

## Guida alla scelta del Pessario Dr.Arabin: modelli, applicazioni, prezzi

MODELLO	MISURE DISPONIBILI (mm)	CODICE PRODOTTO	APPLICAZIONI	FREQUENZA DI RIMOZIONE	PREZZO DI VENDITA (IVA ESCLUSA)	PREZZO DI VENDITA (IVA INCLUSA)
Pessario a cubo 	25	WP 0	Diversi gradi di prolasso vaginale ed uterino, quando il pavimento pelvico non è in grado di supportare il pessario ad anello [uso combinato con estrogeni locali]. Possono essere utilizzati anche in presenza di cicatrici, ostruzioni vaginali o problemi di minzione. I pessari a cubo possono, inoltre, essere utilizzati prima di interventi chirurgici per prolasso al fine di migliorare la circolazione tissutale (applicazione con estriolo in crema). La flessibilità del materiale facilita l'autotrattamento. In caso di discesa isolata è preferibile inserire pessari più piccoli nella porzione prossimale del terzo vaginale; se in associazione a cisto-rettocele sono da preferire pessari più grandi (se necessario pessari Tandem) da collocare nella porzione mediale del terzo vaginale.	giornaliera	€ 34,00	€ 41,48
	29	WP 1				
	32	WP 2				
	37	WP 3				
	41	WP 4				
	45	WP 5				
Pessario a cubo con bottoncino 	25	WPK 0		giornaliera	€ 37,00	€ 45,14
	29	WPK 1				
	32	WPK 2				
	37	WPK 3				
	41	WPK 4				
	45	WPK 5				
Pessario a cubo forato con bottoncino 	25	WPKL 0		giornaliera	€ 37,00	€ 45,14
	29	WPKL 1				
	32	WPKL 2				
	37	WPKL 3				
	41	WPKL 4				
	45	WPKL 5				


## Guida alla scelta del Pessario Dr.Arabin: modelli, applicazioni, prezzi

MODELLO	MISURE DISPONIBILI (mm)	CODICE PRODOTTO	APPLICAZIONI	FREQUENZA DI RIMOZIONE	PREZZO DI VENDITA (IVA ESCLUSA)	PREZZO DI VENDITA (IVA INCLUSA)
Pessario Tandem 	Misura varie	TPL	In casi di prolasso molto accentuato della vagina e / o dell'utero, laddove l'aumentata adesione alle pareti vaginali raddoppia l'effetto di vuoto. Utilizzo previsto quando il pavimento pelvico non è in grado di sostenere il pessario ad anello. Può essere utile nel trattamento di incontinenza da stress, laddove il cubo inferiore supporta l'uretra e quello superiore contribuisce a realizzare l'effetto di vuoto desiderato. [uso combinato con estrogeni locali]. I pessari "Tandem" devono essere rimossi e reinserti giornalmente. Possono essere utilizzati anche in presenza di cicatrici, ostruzioni vaginali o problemi di minzione.	giornaliera	€ 85,00	€ 103,70
Pessario Tandem forato 					€ 88,00	€ 107,36
Pessario Hodge 	55	HP 055	Il Pessario Hodge è utilizzato solo in casi di incontinenza. Utilizzato nel caso in cui i Pessari ad anello non sono tollerati a causa di malformazioni anatomiche e / o di precedenti operazioni.	giornaliera	€ 43,00	€ 52,46
	60	HP 060				
	65	HP 065				
	70	HP 070				
	75	HP 075				
	80	HP 080				
	85	HP 085				
	90	HP 090				
	95	HP 095				


## Guida alla scelta del Pessario Dr.Arabin: modelli, applicazioni, prezzi

MODELLO	MISURE DISPONIBILI (mm)	CODICE PRODOTTO	APPLICAZIONI	FREQUENZA DI RIMOZIONE	PREZZO DI VENDITA (IVA ESCLUSA)	PREZZO DI VENDITA (IVA INCLUSA)
Pessario Club 	50	KP 50	Le pazienti con prolasso della vagina e dell'utero di terzo e quarto grado sono trattate con il Pessario 'Club'. Utilizzato nei casi in cui Pessari ad anello , uretrali e a ciotola non siano sufficientemente d'aiuto, e qualora un Pessario a Cubo potrebbe far aumentare l'incontinenza da stress.	giornaliera	€ 45,00	€ 54,90
	55	KP 55				
	60	KP 60				
	65	KP 65				
	70	KP 70				
	75	KP 75				
	80	KP 80				
	85	KP 85				
90	KP 90					
Espansore Vaginale 	37	SD-L	Gli espansori vaginali sono indicati nelle pazienti per le quali l'allargamento della vagina comporti un effetto terapeutico per diversi motivi : malformazioni vaginali, ostruzioni a causa di cicatrici post episiotomia o operazioni vaginali.	giornaliera	€ 52,00	€ 63,44
	30	SD-M				
	25	SD-S				
	20	SD-XS				
Set di anelli adattatori 	Small (50/55/60/65)	SET	Il set di anelli adattatori è composto da 3 x 4 anelli realizzati in silicone flessibile. Diversamente dai pessari ad anello per uso terapeutico, gli anelli del set non contengono l'anello elastico in acciaio e servono esclusivamente per adattare la corretta misura dei nostri pessari terapeutici.	////	€ 30,00	36,60
	Normal (65/70/75/80)					
	Large (85/90/95/100)					

## Guida alla scelta del Pessario Dr.Arabin: modelli, applicazioni, prezzi

MODELLO	MISURE DISPONIBILI (mm)	CODICE PRODOTTO	APPLICAZIONI	FREQUENZA DI RIMOZIONE	PREZZO DI VENDITA (IVA ESCLUSA)	PREZZO DI VENDITA (IVA INCLUSA)
Pessario per cerchiaggio di tipo A non forato 	65/17/32	CA 65/17/32	<p>Per donne gravide con dilatazione del collo dell'utero e quindi a rischio di parto prematuro, il pessario sostiene il collo dell'utero; ciò sia in pazienti in gravidanza con rischio di prolasso ("pressione verso il basso" dolorosa sia in posizione eretta che camminando) che in donne in gravidanza sottoposte a sforzi fisici (ad esempio costrette in piedi per lungo tempo) e / o in pazienti con minaccia di parto pretermine (funneling/ scarsa lunghezza della cervice uterina).</p> <p>Indicazione terapeutica in caso di lunghezza della cervice uterina al di sotto del 25° o del 10° percentile e / o di funneling prima della 32° settimana di gravidanza. N.B. il pessario va adoperato infilando la cervice nell'apertura di diametro inferiore (curvatura verso l'alto).</p> <p><u>Importante:</u> Porre particolare attenzione ai casi in cui al rischio connesso ad una gravidanza pretermine gemellare si associa un precedente aborto prima della 28° settimana gestazionale.</p> <p>Inserire alla 15°÷20° sett. e togliere alla 37° sett. o, in mancanza di disturbi, al momento del parto. Crema lubrificante (preferibilmente agli antibiotici) x l'inserimento.</p>	///	€ 37,00	€ 45,14
	65/17/35	CA 65/17/35				
	65/21/32	CA 65/21/32				
	65/21/35	CA 65/21/35				
	65/25/32	CA 65/25/32				
	65/25/35	CA 65/25/35				
	65/30/35	CA 65/30/35				
	70/17/32	CA 70/17/32				
	70/17/35	CA 70/17/35				
	70/21/32	CA 70/21/32				
	70/21/35	CA 70/21/35				
	70/25/32	CA 70/25/32				
70/25/35	CA 70/25/35					

## Guida alla scelta del Pessario Dr.Arabin: modelli, applicazioni, prezzi

MODELLO	MISURE DISPONIBILI (mm)	CODICE PRODOTTO	APPLICAZIONI	FREQUENZA DI RIMOZIONE	PREZZO DI VENDITA (IVA ESCLUSA)	PREZZO DI VENDITA (IVA INCLUSA)
Pessario per cerchiaggio di tipo ASQ forato 	65/17/32	ASQ 65/17/32	<p>Per donne gravide con dilatazione del collo dell'utero e quindi a rischio di parto prematuro, il pessario sostiene il collo dell'utero; ciò sia in pazienti in gravidanza con rischio di prolasso ("pressione verso il basso" dolorosa sia in posizione eretta che camminando) che in donne in gravidanza sottoposte a sforzi fisici (ad esempio costrette in piedi per lungo tempo) e / o in pazienti con minaccia di parto pretermine (funneling/ scarsa lunghezza della cervice uterina).</p> <p>Indicazione terapeutica in caso di lunghezza della cervice uterina al di sotto del 25° o del 10° percentile e / o di funneling prima della 32° settimana di gravidanza. N.B. il pessario va adoperato infilando la cervice nell'apertura di diametro inferiore (curvatura verso l'alto).</p> <p><u>Importante:</u> Porre particolare attenzione ai casi in cui al rischio connesso ad una gravidanza pretermine gemellare si associa un precedente aborto prima della 28° settimana gestazionale.</p> <p>Inserire alla 15°÷20° sett. e togliere alla 37° sett. o, in mancanza di disturbi, al momento del parto. Crema lubrificante (preferibilmente agli antibiotici) x l'inserimento.</p>	///	€ 37,00	€ 45,14
	65/17/35	ASQ 65/17/35				
	65/21/32	ASQ 65/21/32				
	65/21/35	ASQ 65/21/35				
	65/25/32	ASQ 65/25/32				
	65/25/35	ASQ 65/25/35				
	65/30/35	ASQ 65/30/35				
	70/17/32	ASQ 70/17/32				
	70/17/35	ASQ 70/17/35				
	70/21/32	ASQ 70/21/32				
	70/21/35	ASQ 70/21/35				
	70/25/32	ASQ 70/25/32				
	70/25/35	ASQ 70/25/35				



# Pessario Vaginale



## Pessario Arabin per cerchiaggio cervicale in gravidanza


### Misure e modelli [1] :

**Diametro inferiore:** 65 mm o 70 mm

**Altezza :** 17 mm, 21 mm, 25 mm, 30 mm

**Diametro superiore:** 32 mm o 35 mm

**Tutti i modelli esistono in formato standard o “forati”**




**[1] N.B.: a) Il diametro inferiore (ovvero quello più piccolo) non cambia perché, altrimenti, non viene garantito l'effetto di cerchiaggio all'utero.**

**b) Le dimensioni dello iato genitale sono ininfluenti per quanto attiene la scelta dimensionale del pessario cervicale**

# Pessario Cervicale [1]



Situazione Clinica inclusa ecografia transvaginale	PESSARIO							
	Diametro superiore (mm)		Diametro inferiore (mm)		Altezza (mm)			
	32	35	65	70	17	21	25	30
Cervice corta 2° trimestre, gravidanza singola, no incanalamento (Y funneling), primipara	√		√			√		
Cervice corta 2° trimestre, gravidanza singola, no incanalamento (Y funneling), multipara	√			√		√		
Cervice corta 2° trimestre, gravidanza singola, incanalamento (V o U funneling), primipara		√	√			√		
Cervice corta 2° trimestre, gravidanza singola, incanalamento (V o U funneling), multipara		√		√		√		
Cervice corta 2° trimestre, gravidanza gemellare, no incanalamento (Y funneling), primipara	√		√				√	
Cervice corta 2° trimestre, gravidanza gemellare, no incanalamento (Y funneling), multipara	√			√			√	
Cervice corta 2° trimestre, gravidanza gemellare, incanalamento (V o U funneling), primipara		√	√				√	
Cervice corta 2° trimestre, gravidanza gemellare, incanalamento (V o U funneling), multipara		√		√			√	




**[1] N.B.: a) Lo scopo del pessario per il cerchiaggio non è tanto chiudere il collo dell'utero, ma ridurre la corretta angolazione (35-40°) all'utero (vedi l'ecografia di cui alla 9° diapositiva seguente). Questo consente di bloccare le contrazioni e, di conseguenza, di ritardare il parto.**

**b) Le dimensioni dello iato genitale sono ininfluenti per quanto attiene la scelta dimensionale del pessario cervicale**

# Pessario Cervicale [1]

Situazione Clinica inclusa ecografia transvaginale	PESSARIO							
	Diametro superiore (mm)		Diametro inferiore (mm)		Altezza (mm)			
	32	35	65	70	17	21	25	30
1° trimestre a) gravidanza singola = primipara	√		√		√			
= multipara	√			√	√			
1° trimestre b) gravidanza gemellare = primipara	√		√			√		
= multipara	√			√		√		




**[1] N.B.:** a) Lo scopo del pessario per il cerchiaggio non è tanto chiudere il collo dell'utero, ma ridare la corretta angolazione (35-40°) all'utero (vedi l'ecografia di cui alla 9° diapositiva seguente). Questo consente di bloccare le contrazioni e, di conseguenza, di ritardare il parto.

b) Le dimensioni dello iato genitale sono ininfluenti per quanto attiene la scelta dimensionale del pessario cervicale

# Pessario Cervicale in gravide "conizzate" per CIN Cervicale<sup>[1]</sup>

Situazione Clinica inclusa ecografia transvaginale	PESSARIO							
	Diametro superiore (mm)		Diametro inferiore (mm)		Altezza (mm)			
	32	35	65	70	17	21	25	30
Dopo la conizzazione 1° trimestre, gravidanza singola, primipara	✓		✓		✓			
Dopo la conizzazione 1° trimestre, gravidanza singola, multipara	✓			✓	✓			
Cervice corta, 1° trimestre, gravidanza singola, primipara	✓		✓		✓			
Cervice corta, 1° trimestre, gravidanza singola, multipara	✓			✓	✓			
Dopo la conizzazione 1° trimestre, gravidanza gemellare, primipara	✓		✓			✓		
Dopo la conizzazione 1° trimestre, gravidanza gemellare, multipara	✓			✓		✓		
Cervice corta, 1° trimestre, gravidanza gemellare, primipara	✓		✓			✓		
Cervice corta, 1° trimestre, gravidanza gemellare, multipara	✓			✓		✓		
Segni aggiuntivi di "prolasso"		✓	✓					✓



<sup>[1]</sup> a) Cervice «dopo» la conizzazione.

**CONIZZAZIONE:** per Pazienti a rischio di tumore dell'utero (durante il pap-test) si crea un cono nella cervice (ovvero si asporta una parte di cervice) per prevenire, appunto, tale tumore. La conizzazione si distingue in gradi CIN (1°; 2°; 3° → il 3° evidenzia il rischio massimo di tumore).

La cervice conizzata diventa incompetente ed è a rischio di prolasso (pessario).

b) Le dimensioni dello iato genitale sono ininfluenti per quanto attiene la scelta dimensionale del pessario cervicale.

# I Pessario Dr.Arabin



Via Giovanni Antonelli, 47 - 00197 Roma  
Tel. 06-9025161  
[www.futurehealthbiobank.it](http://www.futurehealthbiobank.it)  
[www.linea-salute.com](http://www.linea-salute.com)



Dr.Arabin  
dare to care